

## Anticuerpos anti centrómero

### Información general

Código BK	ANTICEN
Código FONASA	305005
Tiempo de respuesta	MISMO DIA A LAS 20:00
Días y hora de proceso	Lu a Vi - 08:30
Propósito del examen	Herramienta para el diagnóstico diferenciado de una forma de escleroderma conocida como CREST
Principio del método	Inmunofluorescencia indirecta

### Muestra requerida y transporte

Tipo de muestra	Suero o plasma con EDTA, heparina o citrato.
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	14 días
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	

### Restricciones

Hemólisis	+++
Lipemia	+++
Ictericia	+++
Protección a la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	Antibióticos, tranquilizantes, aspirina y anticonceptivos orales

### Rango de referencia

Anticuerpos anticentromero : negativo

Método: Inmunofluorescencia indirecta (IFI)

- 
- 
- 
-