

## Anticuerpos anti mieloperoxidasa (MPO)

### Información general

Código BK	MPO
Código FONASA	305007
Tiempo de respuesta	MISMO DIA A LAS 20:00
Días y hora de proceso	Lu a Vi - 11:00
Propósito del examen	Detección de anticuerpos anti mieloperoxidasa para evaluación de enfermedades autoinmunes
Principio del método	ELISA

### Muestra requerida y transporte

Tipo de muestra	Suero, plasma heparinizado, plasma EDTA o plasma citrato
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	1 semana
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	

### Restricciones

Hemólisis	+++
Lipemia	+++
Ictericia	+++
Protección a la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No conocidos

### Rango de referencia, (Index value)

	Mieloperoxidasa, MPO	Proteinasa, PR-3
Negativo	Menos de 0,80	Menos de 0,80
No concluyente	0,81 - 1,19	0,81 - 1,19
Positivo	Mas de 1,20	Mas de 1,20

Unidades de medida: Index value  
Método: Enzimoimmunoensayo (EIA)