

Anticuerpos anti treponema (FTA-ABS)

Información general

Código BK	FTA
Código FONASA	306041
Tiempo de respuesta	MISMO DIA A LAS 20:00
Días y hora de proceso	Lu, Mi y Vi - 08:30
Propósito del examen	Detección de anticuerpos anti Treponema pallidum para diagnóstico de sífilis
Principio del método	Inmunofluorescencia indirecta

Muestra requerida y transporte

Tipo de muestra	Suero, plasma heparinizado, plasma EDTA o plasma citrato
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna especial.
Preparación del paciente	Ninguna especial.
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	1 semana
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	++++
Lipemia	+++
Ictericia	++++
Protección a la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No conocidos

Rango de referencia

Negativo, no reactivo

Método: Inmunofluorescencia Indirecta

-
-
-
-