

Glucosa en orina

Información general

Código BK	GLUO
Código FONASA	309016
Tiempo de respuesta	MISMO DIA A LAS 20:00
Días y hora de proceso	Lu a Vi - 14:00
Propósito del examen	Ayuda al diagnóstico de la diabetes mellitus y otros trastornos renales o del metabolismo de hidratos de carbono
Principio del método	Química seca multi capa

Muestra requerida y transporte

Tipo de muestra	Orina de 24 horas
Volumen mínimo	10 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna especial.
Preparación del paciente	Ayuno de 12 horas
Medio de transporte	Botella para orina sin preservantes
Tiempo máximo de transporte	1 semana
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	No aplica
Lipemia	No aplica
Ictericia	No aplica
Protección a la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No conocidos

Rango de referencia

hasta 500 mg / 24 horas

Volumen orina 24 horas, mL:

Método: Enzimatico-UV