

Hormona anti mulleriana (AMH)

Información general

Código BK	MULLE
Código FONASA	Sin Código
Tiempo de respuesta	10 DIAS HABILES
Días y hora de proceso	Según Calendario - 08:30
Propósito del examen	Examen realizado por laboratorio Hormonoanálisis.
Principio del método	

Muestra requerida y transporte

Tipo de muestra	Suero
Volumen mínimo	500 uL
Indicaciones toma de muestra	
Preparación del paciente	
Medio de transporte	
Tiempo máximo de transporte	
Condiciones de transporte	
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	
Lipemia	
Ictericia	
Protección a la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	SI
Interferentes	

Rango de referencia, (ng/mL)

Hombres		Mujeres	
0 - 6 meses	58,96 - 205,88	Hasta 1 año	0,42 - 4,20
7 - 24 meses	95,80 - 326,19	1 - 7,9 años	0,28 - 5,46
2 - 8,9 años	33,05 - 256,44	8 - 25 años	0,66 - 8,40
Tanner 1	35,99 - 192,02	Mas de 25 años	0,70 - 3,50
Tanner 2	9,66 - 142,44		
Tanner 3	4,20 - 59,24		
Tanner 4	4,62 - 22,97		
Tanner 5	5,32 - 27,31		
Mas de 18 años	3,50 - 19,19		

Método: Enzimo inmuno ensayo (EIA)

Unidades: ng/mL