

Inmunoglobulina A secretora

Información general

Código BK	IGAS
Código FONASA	305026
Tiempo de respuesta	MISMO DIA A LAS 20:00
Días y hora de proceso	Lu a Sa - 14:00
Propósito del examen	Util en la investigación de infecciones recurrentes del sistema respiratorio alto, en niños
Principio del método	Nefelometria

Muestra requerida y transporte

Tipo de muestra	Saliva
Volumen mínimo	1 mL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	1 semana
Condiciones de transporte	Temperatura ambiente
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	No aplica
Lipemia	No aplica
Ictericia	No aplica
Protección a la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No conocidos

Rango de referencia, (mg/dL)

3 - 20 mg/dL

Método: Nefelometría