

Test de intolerancia alimentaria

Información general

Código BK	INTOL
Código FONASA	Sin Código
Tiempo de respuesta	MISMO DIA A LAS 20:00
Días y hora de proceso	Vi - 08:30
Propósito del examen	Ensayo que permite detectar intolerancia a 90 alimentos mediados por inmunoglobulina IgG tipo 4 (IgGG4)
Principio del método	ELISA

Muestra requerida y transporte

Tipo de muestra	Suero
Volumen mínimo	800 uL
Indicaciones toma de muestra	Ninguna
Preparación del paciente	Ninguna
Medio de transporte	Tubo de polipropileno
Tiempo máximo de transporte	48 horas
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	

Restricciones

Hemólisis	N.A
Lipemia	++
Ictericia	++
Protección a la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	SI
Interferentes	No conocidos

Rango de referencia, ()

Valores de Referencia:

Negativo	Menos de 7,5
Débil	7,50 - 12,49
Elevado	12,50 - 19,99
Alto	20,00 - 49,99
Muy Alto	Más de 50,0

Metodo: Enzimoimmunoanálisis