

## Hidroxirolina en orina de 24 horas

### Información general

Código BK	HPRO
Código FONASA	309017
Tiempo de respuesta	VIERNES A LAS 20:00
Días y hora de proceso	Mi - 12:00
Propósito del examen	Medición cuantitativa de hidroxirolina en orina de 24 horas
Principio del método	Cromatografía líquida de alta presión

### Muestra requerida y transporte

Tipo de muestra	Orina de 24 horas
Volumen mínimo	50 mL
Indicaciones toma de muestra	Recolección 24 horas en frasco sin preservantes.
Preparación del paciente	No necesita
Medio de transporte	
Tiempo máximo de transporte	48 horas.
Condiciones de transporte	Refrigerado
Observaciones adicionales	

### Restricciones

Hemólisis	
Lipemia	
Ictericia	
Protección a la luz	NO
Requiere evitar tubo de vidrio	NO
Interferentes	No tiene

### Rango de referencia, (mg/24 horas)

25,0 - 77,0 mg/24 hrs.

Metodo: Cromatografía Líquida de Alta Presión (HPLC)